

Matratze Antidekubitus-Gel Die Vielseitige – mit hoher Dekubitusprophylaxe F

Antidekubitus-Gel, die Vielseitige im Alters- und Pflegeheim

«Neuheit»

Die Auflagefläche mit dem Gel-Schaum passt sich jeder Körperkontur ideal an und reduziert den punktuellen Auflagedruck

Hohe Antidekubituswirkung

Mit zwei unterschiedlichen Seiten immer die richtige Matratzenhärte für jeden Patienten

Optionen

Randverstärkung
Optional für eine festere Sitzkante und höhere Sicherheit

Tricot auf Matratzenkern
Spezielles Tricot CO/PES auf jeder Matratze für einfaches Handling

Ist bei Pelisago immer aufgezogen und im Preis inbegriffen

Matratzenbezüge
Wir empfehlen den Nässeschutz-bezug zweifarbig zu wählen


Bezüge finden Sie unter **Matratzen-bezüge**

Matratzen-Masse
Standard: 90 x 200 cm


Es sind fast alle Masse erhältlich

Visualisierung Druckentlastung

Standardmatratze im Spital und Heim



Pelisago Antidekubitus



Einsatzbereiche

- Alters- und Pflegeheime
- Psychiatrische Kliniken
- Auf Spitalbetten mit Knieknick nicht ideal

Ihr Plus bei Pelisago

- Patientenevakuierung**
Die Nässeschutzbezüge Pelitex® Comfort und Exklusiv Noflame™ mit 4 Handgriffen eignen sich auch als Evakuationsystem (normalgewichtige Personen)

Eigenschaften

- Zwei unterschiedliche Auflageflächen = die Vielseitige
- Der offenporige Gel-Schaum schmiegt sich bei Druck hervorragend den Körperkonturen an. Dies ergibt die grossflächige Druckverteilung und die gewollte Entlastung an den gefährdeten Stellen
- Der hochwertige Kaltschaum mit hoher Stützkraft eignet sich für unterschiedliche Körperformen und hohe Gewichte, er stützt zusätzlich ideal die Seite mit dem Gelschaum (kein tiefes Einsinken möglich)
- Sehr hohe Dekubitusprophylaxe bis Grad 2+ nach EPUAP (Gelseite)
- Das System ist offenporig und atmungsaktiv, somit wasserdampfdurchlässig. Im Autoklav desinfizieren möglich
- Die Matratze ist flexibel und passt sich den Bewegungen der Liegeflächen (Komfortstellung) im Pflegebett an
- Zusammen mit einem Pelisago-Nässeschutzbezug haben Sie ein ausgezeichnetes thermophysiologisches Klima unter der Bettdecke
- **Mehrwert:** Mit der Antidekubitus-Gel können Dekubitusfälle vermieden oder regeneriert werden, teure Wechseldrucksysteme werden selten nötig

Technische Daten

Schaumtyp	Kaltschaum, Gelschaum
Härtegrad	Kaltschaum: Mittel bis fest Gelschaum: Mittel, passt sich mit dem Eigengewicht der Körperform an
Patientengewicht	130 kg, auch sehr gut geeignet für kleine Gewichte
Konstruktion	Zwei unterschiedliche Liegeflächen/Schaumstoffe
Höhe der Matratze	14 cm
Grösse der Matratze	Standard: 90 x 200 cm, es sind fast alle Grössen erhältlich
Matratzengewicht	Rund 12.5 kg
Raumgewicht(e)	Gelschaum 55 kg/m ³ , Kaltschaum 45 kg/m ³
Dekubitusprophylaxe	Bis Grad 2+ nach EPUAP
Pflege	Pflegeanleitung wird der Lieferung beigelegt
Garantie Matratze	4 Jahre 100 %, danach pro laufendes Jahr minus 20 %
Brandschutz	Brandkennziffer 5.2
Zertifikate	Öko-TEX Standard 100, ISO 9001
Materialien	Schadstoffgeprüfte Materialien
Spezielles	