


KubusMed, die 7-Zonen-Würfelmattze mit höchster Antidekubitus-Wirkung für Spital und Heim



Diese Matratze wird eingesetzt, wenn der Dekubitus schon fortgeschritten ist


Die beste Schaumstoff-Matratze wenn es um Dekubitusprophylaxe geht

Die Würfelstruktur mit der softigen Oberfläche passt sich der Körperkontur ideal an. Die Auflagefläche vergrössert sich erheblich, Druckstellen werden massiv entlastet

Optionen

Randverstärkung

Nur mit Randverstärkung, für festere Sitzkante und höhere Sicherheit



Tricot auf Matratzenkern

Spezielles Tricot CO/PES auf jeder Matratze für einfaches Handling

Ist bei Pelisago immer aufgezogen und im Preis inbegriffen

Matratzenbezüge

Wir empfehlen einen Pelitex® Nässe-schutzbezug zu wählen


Bezüge finden Sie unter **Matratzen-bezüge**

Matratzen-Masse


Standard: 90 x 200 cm

Es sind fast alle Masse erhältlich

7-Zonen-Matratze



Visualisierung Druckentlastung



Einsatzbereiche

- Spitäler, Kliniken
- Alters- und Pflegeheime
- Psychiatrische Kliniken
- Residenzen

Ihr Plus bei Pelisago

Patientenevakuierung

Die Nässe-schutzbezüge Pelitex® Comfort und Exklusiv Noflame™ mit 4 Handgriffen eignen sich auch als Evakuationssystem (normalgewichtige Personen)

Eigenschaften

- Sehr softige Liegefläche mit hoher Punktelastizität bietet eine sehr hohe Druckentlastung. Sie passt sich bei jeder Bewegung ideal an die neuen Druckverhältnisse an
- Symmetrisch gestaltete Würfeloberfläche mit an den Körper angepasster 7-Zonen-Kubusstruktur für gute Anpassung und Vergrösserung der Auflagefläche in jeder Schlaflage
- Besonders offenzelliger Spezialkalt-schaum, dadurch hoch atmungsaktiv
- Sehr gute Feuchtigkeits- und Wärmeregulierung durch eine Vielzahl an kleinen Kanälen
- Sehr hohe Dekubitusprophylaxe bis Grad 3 nach EPUAP
- Hochwertiger LLQ LongLifeQuality-Schaum für eine lange Lebensdauer
- Die Matratze ist sehr flexibel, sie passt sich auch bei kleinen Körpergewichten problemlos jeder Bewegung der Liegeflächen (Komfortstellung) im Spitalbett an
- Im Autoklav desinfizieren möglich
- **Ihr Mehrwert:** Mit der KubusMed können Dekubitusfälle vermieden oder regeneriert werden, teure Wechseldrucksysteme werden sehr selten nötig

Technische Daten

Schaumtyp	Hochwertiger LLQ LongLifeQuality-Kaltschaum
Härtegrad	Weich bis mittel
Patientengewicht	130 kg, temporär sind auch höhere Gewichte möglich, sehr gut geeignet für kleine Gewichte
Konstruktion	7-Zonen-Matratze mit symmetrischer Würfeloberfläche und Longlife-Qualitäts-Spezial-Kaltschaum mit Randverstärkung
Höhe der Matratze	14 cm
Grösse der Matratze	Standard: 90 x 200 cm, es sind fast alle Grössen erhältlich
Matratzengewicht	Rund 12.5 kg
Raumgewicht(e)	55 kg/m ³
Dekubitusprophylaxe	Bis Grad 3 nach EPUAP
Pflege	Pflegeanleitung wird der Lieferung beigelegt
Garantie Matratze	4 Jahre 100 %, danach pro laufendes Jahr minus 20 %
Brandschutz	Brandkennziffer 5.2
Zertifikate	Öko-TEX Standard 100, ISO 9001
Materialien	Schadstoffgeprüfte Materialien
Spezielles	Nur mit Randverstärkung erhältlich