

# Matratze NovoMed-Gel Die Vielseitige – mit sehr hoher Dekubitusprophylaxe **B**

**NovoMed-Gel, die vielseitige Antidekubitus Matratze mit zwei unterschiedlichen Liegeflächen**

**«Neuheit»**

Die beste Matratze mit Gel-Schaumstoff für die progressive Dekubitusbehandlung

Mit der NovoMed-Gel kann jedem Patienten die für seine Bedürfnisse richtige Matratzenoberfläche geboten werden

Eine Seite Gelschaum, zweite Seite gut stützender Kaltschaum für den idealen Liegekomfort (kein tiefes Einsinken möglich)

Das 7-Zonen-Wellenprofil erzeugt die optimale Druckverteilung für eine hervorragende Dekubitusprophylaxe

## Optionen

**Randverstärkung**  
Optional für eine festere Sitzkante und höhere Sicherheit

**Tricot auf Matratzenkern**  
Spezielles Tricot CO/PES auf jeder Matratze für einfaches Handling

**Matratzenbezüge**  
Wir empfehlen den Nässeschutzbezug zweifarbig zu wählen

**Matratzen-Masse**  
Standard: 90 x 200 cm

Ist bei Pelisago immer aufgezogen und im Preis inbegriffen

Bezüge finden Sie unter **Matratzenbezüge**

Es sind fast alle Masse erhältlich

**7-Zonen-Matratze**

**Visualisierung Druckentlastung**  
Standardmatratze im Spital und Heim

Druckverteilung (minig)

Anzahl Sensoren Länge

**Pelisago NovoMed**

Druckverteilung (minig)

Anzahl Sensoren Länge

## Einsatzbereiche

- Spitäler, Kliniken
- Alters- und Pflegeheime
- Psychiatrische Kliniken
- Residenzen

## Ihr Plus bei Pelisago

**Patientenevakuierung**  
Die Nässeschutzbezüge Pelitex® Comfort und Exklusiv Noflame™ mit 4 Handgriffen eignen sich auch als Evakuationssystem (normalgewichtige Personen)

## Eigenschaften

- Zwei unterschiedliche Auflageflächen = die Vielseitige
- Der offenporige Gel-Schaum schmiegt sich bei Druck hervorragend den Körperkonturen an. Dies ergibt die grossflächige Druckverteilung und die gewollte Entlastung an den gefährdeten Stellen
- Der hochwertige Kaltschaum mit hoher Stützkraft eignet sich für unterschiedliche Körperformen und (hohe) Gewichte, er stützt zusätzlich ideal die Seite mit dem Gelschaum
- Sehr hohe Dekubitusprophylaxe bis Grad 3 nach EPUAP
- Das System ist offenporig, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- Im Autoklav desinfizieren möglich
- Die Matratze ist flexibel und passt sich jeder Bewegung der Liegeflächen (Komfortstellung) im Spitalbett an
- **Ihr Mehrwert:** Mit der NovoMed-Gel können Dekubitusfälle vermieden oder regeneriert werden, teure Wechseldrucksysteme werden sehr selten nötig

## Technische Daten

Schaumtyp	Kaltschaum, Gelschaum
Härtegrad	Kaltschaum: Mittel bis fest Gelschaum: Mittel, passt sich mit dem Eigengewicht der Körperform ideal an
Patientengewicht	130 kg, temporär sind auch höhere Gewichte möglich, sehr gut geeignet für kleine Gewichte
Konstruktion	7-Zonen-Matratze mit zwei unterschiedlichen Liegeflächen
Höhe der Matratze	15 cm
Grösse der Matratze	Standard: 90 x 200 cm, es sind fast alle Grössen erhältlich
Matratzengewicht	Rund 13 kg
Raumgewicht(e)	Gelschaum 50 kg/m <sup>3</sup> , Kaltschaum 45 kg/m <sup>3</sup>
Dekubitusprophylaxe	Bis Grad 3 nach EPUAP
Pflege	Pflegeanleitung wird der Lieferung beigelegt
Garantie	4 Jahre 100 %, danach pro laufendes Jahr minus 20 %
Brandschutz	Brandkennziffer 5.2
Zertifikate	Öko-Tex Standard 100, ISO 9001
Spezielles	